

WA CSP 0603 L  
Caps Sport  
Specialtvättmedel för syntet, 6-pack. EasyOpen.

EAN: 4002516547631 / Materialnummer: 12014100 /  
Gamla materialnummer: 11997221EU4



- Hygieniskt rent och fräschhet som räcker länge
- Vårdar textilfiberna, kläderna håller länge och behåller formen
- Textilierna behåller sina andningsaktiva egenskaper
- Förhindrar statisk laddning av kläderna
- Behållare av 100 % återvunnen plast – miljövänligt
- För 6 användningar – kan användas i alla tvättmaskinsmodeller