

FA DF 452 L  
Set 3x Miele DryFresh™  
för 150 torkningar – uppfräschning och doftgivning.



EAN: 4002516561415 / Materialnummer: 12026050 /  
Gamla materialnummer: 11997236EU5

- Med Freshplex™ för neutralisering av oönskad lukt
- Fräschar upp torr tvätt i programmet "Vädning"
- Härligt doftande tvätt – helt utan sköljmedel
- Kan kombineras med andra doftpatroner från Miele
- Utvecklade av parfymier i Provence, speciellt för Miele
- För Miele's torktumlare och tvättskåp med FragranceDos