

APWD 325

Tillbehör

för rengöring av slangar från system för lustgassedering inom tandvården.



- Samtidig rengöring av upp till fem dubbelslangset möjlig
- Med adaptersats för säker anslutning till injektorsystemet
- Optimal rengöring av in- och utsida samt torkning av slangar
- Parallell rengöring av patientmasker i trådkorg E 146 möjlig.
- Större kapacitet för fler instrument per batch

EAN: 4002516610908 / Materialnummer: 12036420 / Gamla materialnummer: 68632500D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Silikon
Färg	Rostfritt stål, Grå
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av diverse objekt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	132
Ytermått, nettobredd i mm	324
Ytermått, nettodjup i mm	379
Ytermått, bruttohöjd i mm	160
Ytermått, bruttbredd i mm	335
Ytermått, bruttdjup i mm	380
Nettovikt i kg	2,23
Bruttovikt i kg	2,62