

APWD 326

Adapter

Ombyggnadssats med adapter för dubbelslangar för lustgassystem inom tandvården

EAN: 4002516611011 / Materialnummer: 12036440 / Gamla materialnummer: 68632600D



- Innehåller 2 adapterar
- Kompletteringsset för APWD 325

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Adapter	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet, Silikon
Färg	Rostfritt stål, Grå
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av diverse objekt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	65
Ytermått, nettobredd i mm	40
Ytermått, nettodjup i mm	78
Ytermått, brutt höjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	95
Ytermått, bruttdjup i mm	110
Nettovikt i kg	0,46
Bruttovikt i kg	0,51