

APWD 328

Tillbehör

Utökningssats för rengöring av lustgassystem inom tandvården.

EAN: 4002516611028 / Materialnummer: 12036450 / Gamla materialnummer: 68632800D



- Kapacitetsutökning upp till totalt fem dubbelslangset
- 5 st. klipp- och svängplåtar

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategori</b>	
Övriga tillbehör	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av diverse objekt	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	77
Ytermått, nettobredd i mm	90
Ytermått, nettodjup i mm	100
Ytermått, bruttohöjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	95
Ytermått, bruttodjup i mm	110
Nettovikt i kg	0,26
Bruttovikt i kg	0,32