


APWD 329

Tillbehör

för rengöring av salivsugar inom tandvården.



- Passar för upp till 80 salivsugar inom tandvården
- 80 fack á 18 x 18 mm
- Maskvidd botten 8 x 8 mm

EAN: 4002516596080 / Materialnummer: 12036470 / Gamla materialnummer: 69632900D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Insats/modul för dentalinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Kapacitet	
Sugar [antal]	80
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	223
Ytermått, nettobredd i mm	223
Ytermått, nettodjup i mm	80
Ytermått, brutt höjd i mm	100
Ytermått, bruttbredd i mm	240
Ytermått, bruttdjup i mm	240
Nettovikt i kg	0,57
Bruttovikt i kg	0,71