

DKF 35-P

Active AirClean-kolfilter med aktivt kol
för Miele KMDA 7272 och KMDA 7473.



EAN: 4002516584759 / Materialnummer: 12041230 /
Gamla materialnummer: 28997240EU1

- Fräschhet som märks och luktneutral luft i hela köket
- Neutraliserar oangenäm lukt i köket
- Reducerad ljudutveckling tack vare veckat material
- Enklare och snabbare filterbyte
- För att behålla funktionen rekommenderas filterbyte var 6:e månad