

APLW 870

Injektordysor sats

med stöd för rengöring av sedimenteringskärll (Imhoff-kägglor).



- Set bestående av 4 specialdysor med hållare
- Max diameter 120 mm, max höjd 470 mm
- För användning med injektormodul A 300/2 (beställs separat)
- För användning med injektormodul A 300/3 (beställs separat)
- För användning med injektormodul A 620 (beställs separat)
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516638124 / Materialnummer: 12151110 / Gamla materialnummer: 69687000D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordysa	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Mätcyllindrar [antal]	4
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	85
Ytermått, nettobredd i mm	175
Ytermått, nettodjup i mm	290
Ytermått, brutt höjd i mm	100
Ytermått, bruttbredd i mm	180
Ytermått, bruttdjup i mm	300
Nettovikt i kg	0,39
Bruttovikt i kg	0,56