

Set UltraColor & UltraWhite
Set UltraColor och UltraWhite
mer än en halvårsförbrukning av Miele's tvättmedel.

EAN: 4002516657033 / Materialnummer: 12158260 /
Gamla materialnummer: 11997265EU4



- 1 paket UltraWhite för vittvätt
- 3 flaskor UltraColor för kulörtvätt
- Utmärkt fläckborttagning också vid låga temperaturer
- Bästa resultat vid 20/30/40/60/95 °C
- Perfekt tvätt – helt enkelt. Med Miele.