

APLW 631

Tillbehör

för optimal placering av andningsskyddsmasker.

EAN: 4002516726036 / Materialnummer: 12230130 / Gamla materialnummer: 69663100D



- För en säker rengöring av 4 andningsskyddsmasker
- Med korg för små delar med 4 färgmarkerade fack

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [säkerhet]	•
Produktkategori	
Insats för andningsskyddsmasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rekonditionering av andningsskyddsmasker	•
Kapacitet	
Andningsskyddsmasker [antal]	4
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	190
Ytermått, bruttbredd i mm	265
Ytermått, bruttdjup i mm	550
Nettovikt i kg	2,99
Bruttovikt i kg	2,99