


APLW 633

Tillbehör

för optimal placering av bärsystem för tryckluftsapparat och tryckluftsflaskor.

EAN: 4002516726043 / Materialnummer: 12230150 / Gamla materialnummer: 69663300D



- Passar för preparering av 2 bärsystem för tryckluftsapparat
- Eller för rengöring av upp till 2 tryckluftsflaskor
- För två diskgoods finns hållarna APLW 839
- Kan användas i korg APLW 152

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 7111 [säkerhet]	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för bärsystem till tryckluftsapparat	•
Insats för tryckluftsflaskor	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Preparering av bärsystem för tryckluftsapparat	•
Rengöring av tryckluftsflaskor	•
<b>Kapacitet</b>	
Tryckluftsflaskor [antal]	2
Bärsystem för tryckluftsapparat med tryckluftsflaska [antal]	1
Bärsystem för tryckluftsapparat [antal]	2
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, bruttohöjd i mm	360
Ytermått, bruttbredd i mm	520
Ytermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	10,91
Bruttovikt i kg	10,92