

APLW 839

Ställ

för fixering av tryckluftsflaskor eller bärsystem för tryckluftsapparat.

EAN: 4002516652045 / Materialnummer: 12230180 / Gamla materialnummer: 69683900D



- Innehåll: 2 hållare för fixering av ett diskgoods som ska rengöras
- För användning i insats APLW 633 och i insats APLW 636

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produktkategori	
Hållare	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av tryckluftsflaskor	•
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	150
Ytermått, bruttodjup i mm	200
Nettovikt i kg	0,50
Bruttovikt i kg	0,52