


APLW 636

Tillbehör

för optimal placering av bärsystem för tryckluftsapparat och tryckluftsflaskor.



- För preparering av upp till 4 bärsystem för tryckluftsapparat
- För rengöring av upp till 4 tryckluftsflaskor
- Blandad rengöring möjlig
- Vid skild rengöring: max 4 flaskor eller 4 bärsystem
- Vid åtskild flaska och system: blandad rengöring möjlig
- Kan användas i vagnen A 500

EAN: 4002516697404 / Materialnummer: 12230220 /

Gamla materialnummer: 69663600D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer med stor kammare, brandkår och räddningstjänst	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produktkategori	
Insats för bärsystem till tryckluftsapparat	•
Insats för tryckluftsflaskor	•
Användningsområde	
Preparering av bärsystem för tryckluftsapparat	•
Rengöring av tryckluftsflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
Tryckluftsflaskor [antal]	4
Bärsystem för tryckluftsapparat med tryckluftsflaska [antal]	2
Bärsystem för tryckluftsapparat [antal]	4
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	460
Yttermått, bruttbredd i mm	620
Yttermått, bruttodjup i mm	780
Nettovikt i kg	13,56
Bruttovikt i kg	13,56