

APLW 873 Hängskyltar med karbinhake för färgmarkering.



- Set med sex hängskyltar i olika färger
- Text för användning med APFD 200, APFD 201, APLW 630 och APLW 631

EAN: 4002516726050 / Materialnummer: 12230230 /
Gamla materialnummer: 69687300D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer med stor kammare, brandkåar och räddningstjänst	•
Modelltillhörighet	
PG 8063	•
PG 8593	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [säkerhet]	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Gul, Grön, Svart, Vit, Violett
Användningsområde	
Placering av andningsventiler	•
Rekonditionering av andningsskyddsmasker	•
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttodjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,03
Bruttovikt i kg	0,03