

ProCare Universal 70 ST - 500ml  
 Universalrengöring, mildt alkaliskt, 500 ml  
 för skonsam borttagning av fettrester och smuts.

EAN: 4002516693062 / Materialnummer: 12306020 / Gamla materialnummer: 66917701V1



- Effektivt högkoncentrat för perfekta rengöringsresultat
- Utmärkt upplösningsförmåga för smuts av olja och fett
- Mycket skonsamt för materialet
- Rekommenderas för Miele Professional och rostfria produkter från Steelco
- Märkt med EU-miljömärkning
- Återvinningsbar förpackning

Produkttilhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner ProfilLine	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Tvättmaskiner	•
Torktumlare	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Spoldesinfektor	•
Små autoklaver	•
Stora autoklaver	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar kaffe- och terester	Mycket bra
Avlägsnar intorkade matrester	Mycket bra
Avlägsnar fett	Mycket bra
Avlägsnar olja	Mycket bra
Avlägsnar blod	Mycket bra
Avlägsnar protein	Mycket bra
Avlägsnar stärkelse	Mycket bra
Avlägsnar livsmedelsrester	Mycket bra
Avlägsnar besvärliga eller intorkade rester	Mycket bra
Doseringsrekommendation	
Doseringsrekommendation per disk	Impregnering
pH-värde för diskvattnet	10,0-11,0
Produktegenskaper	
Medietyp	Reng.medel för rostfritt stål
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Glykolet.,Komplexbildare (utan fosfat),Lösning sförmedlare,Anjoniska tensider,lcke-joniska tensider
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	25
Lämpligt för rostfritt stål	•
God rengöringsprestanda	•
Fritt från fosfater	•
Fritt från silikater	•
Mycket skonsamt för materialet	•
Intensivreningsmedel med tensider	•
Kraftfull emulgerande och dispergerande effekt	•
Mycket god materialkompatibilitet	•
Fritt från fosforföreningar	•
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	270
Yttermått, nettobredd i mm	93
Yttermått, nettodjup i mm	51

ProCare Universal 70 ST - 500ml  
Universalrengöring, mildt alkaliskt, 500 ml  
för skonsam borttagning av fettrester och smuts.

EAN: 4002516693062 / Materialnummer: 12306020 / Gamla materialnummer: 66917701V1



Yttermått, bruttohöjd i mm	270
Yttermått, bruttbredd i mm	93
Yttermått, bruttodjup i mm	51
Bruttovikt i kg	1
Fyllnadsnivå i ml	500
<b>Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering</b>	
EU:s miljömärkning	•
<b>Testnummer</b>	
EU ecolabel: DE/020/507	•