

ProCare Universal 70 ST - 500ml  
 Universalrengöring, mildt alkaliskt, 500 ml  
 för skonsam borttagning av fettrester och smuts.

EAN: 4002516693062 / Materialnummer: 12306020 / Gamla materialnummer: 66917701V1



- Effektivt högkoncentrat för perfekta rengöringsresultat
- Utmärkt upplösningsförmåga för smuts av olja och fett
- Mycket skonsamt för materialet
- Rekommenderas för Miele Professional och rostfria produkter från Steelco
- Märkt med EU-miljömärkning
- Återvinningsbar förpackning

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner ProfilLine	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Tvättmaskiner	•
Torktumlare	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Torktumlare	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Diskdesinfektorer, medicin	•
Små autoklaver	•
Stora autoklaver	•
Små autoklaver	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar kaffe- och terester	Mycket bra
Avlägsnar intorkade matrester	Mycket bra
Borttagning av svåra stärkelsefläckar.	•
Avlägsnar fett	Mycket bra
Avlägsnar olja	Mycket bra
Avlägsnar blod	Mycket bra
Avlägsnar besvärliga eller intorkade rester	•
Avlägsnar protein	Mycket bra
Avlägsnar fett	•
Avlägsnar stärkelse	Mycket bra
Avlägsnar olja	•
Avlägsnar protein	•
Avlägsnar blod	•
Avlägsnar livsmedelsrester	Mycket bra
Avlägsnar besvärliga eller intorkade rester	Mycket bra
Doseringsrekommendation	
pH-värde vid 20 °C	10,8
Produktegenskaper	
Medietyp	Reng.medel för rostfritt stål
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Glykolet., Komplexbildare (utan fosfat), Lösningförmedlare, Anjoniska tensider, Icke-joniska tensider
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	25
God rengöringsprestanda	•
Fritt från fosfater	•
Fritt från fosforföreningar	•

ProCare Universal 70 ST - 500ml  
 Universalrengöring, mildt alkaliskt, 500 ml  
 för skonsam borttagning av fettrester och smuts.



EAN: 4002516693062 / Materialnummer: 12306020 / Gamla materialnummer: 66917701V1

Fritt från silikater	•
Mycket skonsamt för materialet	•
Intensivrengöringsmedel med tensider	•
Kraftfull emulgerande och dispergerande effekt	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, bruttodjup i mm	51,00
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Reng.medel för rostfritt stål
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Glykolet.,Komplexbildare (utan fosfat),Lösning sförmedlare,Anjoniska tensider,Icke-joniska tensider
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	25
Lämpligt för rostfritt stål	•
God rengöringsprestanda	•
Fritt från fosfater	•
Fritt från silikater	•
Mycket skonsamt för materialet	•
Intensivrengöringsmedel med tensider	•
Kraftfull emulgerande och dispergerande effekt	•
Mycket god materialkompatibilitet	•
Fritt från fosforföreningar	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	270
Ytermått, nettobredd i mm	93
Ytermått, nettodjup i mm	51
Ytermått, bruttohöjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	93
Ytermått, bruttodjup i mm	51
Bruttovikt i kg	1
Fyllnadsnivå i ml	500
<b>Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering</b>	
EU:s miljömärkning	•
<b>Testnummer</b>	
EU ecolabel: DE/020/507	•