

ProCare Tex 10 W - 20 l

Ylletvättmedel, flytande koncentrat, lätt surt, 20 l
för maskinell rengöring av ylle



- För användning i Miele Professional-tvättmaskiner
- Förhindrar att ylle filter sig
- Förhindrar färgöverföring
- Förhindrar att textilier åter blir gråa

EAN: 4002516732440 / Materialnummer: 12338960 /
Gamla materialnummer: 59706301V1

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Dosering	
Automatisk dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Ylletvättmedel
Alkalitet	Surt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Doftämnen, Tensider
pH-värde vid 20 °C	5,0
Biologiskt nedbrytbar	•
Särskilt effektiv i lågt temperaturområde	•
Hög tvätteffekt vid låg dosering	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	1,03
Utan mikroplast	•
Enkel användning	•
Tvätteffekt	
Avlägsnande av smuts	•
Användning	
Självbetjäningssystem	•
Hotell och pensionat	•
Spa, wellness och sport	•
Skolor och förskolor	•
Hantverksföretag	•
Äldreboenden och vårdhem	•
Restauranger, barer och catering	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	385
Ytermått, nettobredd i mm	258
Ytermått, nettodjup i mm	294
Ytermått, brutt höjd i mm	378
Ytermått, bruttbredd i mm	256
Ytermått, bruttdjup i mm	288
Bruttovikt i kg	21,46 kg
Fyllnadsnivå i ml	20000
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•