

## ProCare Tex 10 W - 20 l

Ylletvättmedel, flytande koncentrat, lätt surt, 20 l  
för maskinell rengöring av ylle



- Ylle filtrar sig inte
- Förhindrar färgöverföring
- Förhindrar att textilier åter blir gråa
- Dermatologiskt testat

EAN: 4002516732440 / Materialnummer: 12338960 / Gamla materialnummer: 59706301V1

<b>Produkttillhörighet</b>	
Tvättmaskiner	•
<b>Dosering</b>	
pH-värde för diskvatten	4,8-5,8
Passar en automatisk dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
<b>Användning</b>	
Självbetjäningstvätterier	•
Hotell, gastronomi	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Biologiskt nedbrytbar	•
Särskilt effektiv i lågt temperaturområde	•
Hög tvätteffekt vid låg dosering	•
Densitet (20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	1,03
Utan mikroplast	•
Enkel användning	•
<b>Förvaringsanvisningar</b>	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	24
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	385
Ytermått, nettobredd i mm	258
Ytermått, nettodjup i mm	294
Fyllnadsnivå i ml	20000
<b>Överensst., kontr.märkn./cert.</b>	
Överensstämmer med GHS/CLP	•