

APLW 875

Utrustningssats

för eftermontering av en tryckkökningspump för AD-vatten för PLW 7111.



- Monteringen utförs av en servicetekniker

EAN: 4002516792444 / Materialnummer: 12385630 /
Gamla materialnummer: 69242005D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 7111	•
PLW 7111 [säkerhet]	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Grå
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	123
Yttermått, bruttbredd i mm	315
Yttermått, bruttodjup i mm	505
Nettovikt i kg	2,13
Bruttovikt i kg	2,45