


APLW 880

Utrustningssats

för Rec in, fjärde vattentillopp, inklusive tryckhöjningspump för PLW 8636.



- Behövs för att pumpa ett medel från en buffertbehållare
- För användning med en återvinningstank på uppställningsplatsen
- Kan användas med en behållare på uppställningsplatsen, till exempel IBC-tank
- Inbyggnaden utförs av Miele service

EAN: 4002516745532 / Materialnummer: 12426490 /
Gamla materialnummer: 69688000D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•

Modelltillhörighet

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•

Produktkategori

Ombyggnadssats	•
----------------	---

Mått och vikt

Yttermått, bruttohöjd i mm	123
Yttermått, bruttbredd i mm	315
Yttermått, bruttodjup i mm	505
Nettovikt i kg	4,36
Bruttovikt i kg	4,84