

APLW 881

Utrustningssats

för Rec out, extra vattenavlopp, inkl. tryckhöjningspump för PLW 8636.



- Behövs för att pumpa ett medel i en buffertbehållare
- För användning med en återvinningstank på uppställningsplatsen
- Kan användas med en behållare på uppställningsplatsen, till exempel IBC-tank
- Installationen utförs av Miele Service, eventuellt tillkommer extra kostnader

EAN: 4002516738978 / Materialnummer: 12426550 /  
Gamla materialnummer: 69688100D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
<b>Produktkategori</b>	
Ombyggnadssats	•
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, bruttohöjd i mm	123
Yttermått, bruttbredd i mm	315
Yttermått, bruttodjup i mm	505
Nettovikt i kg	4,15
Bruttovikt i kg	4,63