

APLW 883

Utrustningssats

extra doseringsmembranpump och suglans, intern 5–10 l behållare för PLW 8636.



- För 5–10 liters behållare för kemikalier i doseringslådan
- Suglansen har en identifiering av tom behållare
- Inbyggnaden utförs av Miele service

EAN: 4002516744603 / Materialnummer: 12426680 /

Gamla materialnummer: 69688300D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium

•

Diskmaskiner för industriell komponentrengöring

•

Modelltillhörighet

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Produktkategori

Ombyggnadssats

•

Doseringssystem

•

Mått och vikt

Yttermått, bruttohöjd i mm

125

Yttermått, bruttbredd i mm

165

Yttermått, bruttodjup i mm

350

Nettovikt i kg

0,79

Bruttovikt i kg

0,95