

APLW 884

Utrustningssats

extra doseringsmembranpump och suglans, extern 5–10 l behållare för PLW 8636.



EAN: 4002516745518 / Materialnummer: 12426740 /

Gamla materialnummer: 69688400D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•

Modelltillhörighet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•

Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Doseringssystem	•

- För 5–10 liters behållare för kemikalier, uppställd utanför produkten
- Suglansen har en identifiering av tom behållare
- Inbyggnaden utförs av Miele service