

APLW 885

Utrustningssats

extra doseringsmembranpump och suglans, extern 10–20 l behållare för PLW 8636.



EAN: 4002516745525 / Materialnummer: 12426770 /

Gamla materialnummer: 69688500D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•

Modelltillhörighet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•

Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Doseringssystem	•

- För 10–20 liters behållare för kemikalier, uppställd utanför produkten
- Suglansen har en identifiering av tom behållare
- Inbyggnaden utförs av Miele service