

APLW 887

Utrustningssats

extra suglans, för extern 10–20 liters behållare för inbyggnad i PLW 8636.



EAN: 4002516745082 / Materialnummer: 12426920 /

Gamla materialnummer: 69688700D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•

Modelltillhörighet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•

Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Doseringssystem	•

- För 10–20 liters behållare för kemikalier, uppställd utanför produkten
- Suglansen har en identifiering av tom behållare
- Inbyggnaden utförs av Miele service