

ProCare Tex 10 A - 20 l

Tvättmedel utan tillsatser, flytande koncentrat, alkaliskt, 20 l fosfatfritt med EU:s miljömärkning.



- För optimal rengöring av olika textilier
- Speciellt utvecklat för Miele Professional
- Baserat på förnybara råmaterial
- Kort inverkningsstid och hög tvätteffekt vid låg dosering
- Mycket bra protein- och fettlösningsförmåga
- Märkt med EU-miljömärkning

EAN: 4002516757795 / Materialnummer: 12441980 / Gamla materialnummer: 59701302V1

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Upplösningseffekt för smuts	Mycket bra
Upplösningseffekt för protein	Bra
Upplösningseffekt för fett	Bra
Dosering	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
pH-värde för diskvattnet	12,0-13,0
Passar en automatisk dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Användning	
Självbetjäningstvätterier	•
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Tvättmedel utan tillsatser
Alkalitet	Alkaliskt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Alkalier, Tensider
Biologiskt nedbrytbar	•
Fosfatfri	•
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C	•
Högeffektiv vid temperaturer på 40 °C	•
Kort inverkningsstid	•
Hög tvätteffekt vid låg dosering	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	1,17
Baserat på 100 % förnybara råmaterial	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	385
Ytermått, nettobredd i mm	258
Ytermått, nettodjup i mm	294
Kapacitet i g	24000
Fyllnadsnivå i ml	20000
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•
EU:s miljömärkning	•
Testnummer	
EU ecolabel: DE/039/019	•