

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fin- och kulörtvättmedel, flytande koncentrat, mildt alkaliskt, 20 l för rengöring av kulörtvätt och ömtåliga textilier.



- För användning i Miele Professional-tvättmaskiner
- Utan optiskt vitmedel och blekmedel
- Kort inverkningsstid och skumreglerande
- Bra protein- och fettlösningsförmåga
- Märkt med EU-miljömärkning

EAN: 4002516757559 / Materialnummer: 12442070 / Gamla materialnummer: 59702302V1

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Upplösningseffekt för smuts	Bra
Upplösningseffekt för protein	Bra
Upplösningseffekt för fett	Bra
Dosering	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
Passar en automatisk dosering	•
Manuell dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Doseringsrekommendation	
pH-värde vid 20 °C	9,5
Användning	
Självbetjäningstvätterier	•
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Tvätt av arbetskläder	•
Produktegenskaper	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Mått och vikt	
Ytermått, bruttodjup i mm	288,00
Produktegenskaper	
Medietyp	Fin-/kulörtvättmedel
Alkalitet	Mildt alkaliskt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Alkalier, Konserveringsmedel, Tensider
Fosfatfri	•
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C	•
Skumreglerande	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	1,03
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Kan användas utan kvalitetsförlust efter upptining	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	385
Ytermått, nettobredd i mm	258
Ytermått, nettodjup i mm	294
Ytermått, bruttohöjd i mm	378
Ytermått, bruttbredd i mm	256
Ytermått, bruttodjup i mm	288
Kapacitet i g	21000
Bruttovikt i kg	22,00 kg

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fin- och kulörtvättmedel, flytande koncentrat, mildt alkaliskt, 20 l
för rengöring av kulörtvätt och ömtåliga textilier.



EAN: 4002516757559 / Materialnummer: 12442070 / Gamla materialnummer: 59702302V1

Fyllnadsnivå i ml

20000

Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering

Överensstämmer med GHS/CLP

•

EU:s miljömärkning

•

Testnummer

EU ecolabel: DE/039/020

•