

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fin- och kulörtvättmedel, flytande koncentrat, mildt alkaliskt, 20 l för rengöring av kulörtvätt och ömtåliga textilier.



- För användning i Miele Professional-tvättmaskiner
- Utan optiskt vitmedel och blekmedel
- Kort inverkningsstid och skumreglerande
- Bra protein- och fettlösningsförmåga
- Märkt med EU-miljömärkning

EAN: 4002516757559 / Materialnummer: 12442070 /
Gamla materialnummer: 59702302V1

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Upplösningseffekt för smuts	Bra
Upplösningseffekt för protein	Bra
Upplösningseffekt för fett	Bra
Dosering	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
pH-värde vid 20 °C	9,5
Passar en automatisk dosering	•
Manuell dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Användning	
Självbetjäningssystem	•
Hotell och pensionat	•
Spa, wellness och sport	•
Skolor och förskolor	•
Hantverksföretag	•
Äldreboenden och vårdhem	•
Restauranger, barer och catering	•
Produktegenskaper	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Mått och vikt	
Ytermått, bruttodjup i mm	288,00
Produktegenskaper	
Medietyyp	Fin-/kulörtvättmedel
Alkalitet	Mildt alkaliskt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Alkalier, Konserveringsmedel, Tensider
Fosfatfri	•
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C	•
Skumreglerande	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	1,03
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Kan användas utan kvalitetsförlust efter upptining	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	385
Ytermått, nettobredd i mm	258
Ytermått, nettodjup i mm	294
Ytermått, bruttohöjd i mm	378
Ytermått, bruttbredd i mm	256

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fin- och kulörtvättmedel, flytande koncentrat, mildt alkaliskt, 20 l
för rengöring av kulörtvätt och ömtåliga textilier.



EAN: 4002516757559 / Materialnummer: 12442070 /
Gamla materialnummer: 59702302V1

Yttermått, bruttodjup i mm	288
Kapacitet i g	21000
Bruttovikt i kg	22,00 kg
Fyllnadsnivå i ml	20000
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•
EU:s miljömärkning	•
Testnummer	
EU ecolabel: DE/039/020	•