

ProCare Universal 77 A - 500 g
Maskinrengöring, alkaliskt, 500 g
för borttagning av svåra stärkelsefläckar.



- Nedbrytning av fettavlagringar
- Reducering av lukt
- Anpassat till Miele Professional-produkter

EAN: 4002516771524 / Materialnummer: 12456030 / Gamla materialnummer: 66921701V1

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner ProfilLine	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Tvättmaskiner	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar fett	Mycket bra
Avlägsnar olja	Mycket bra
Avlägsnar protein	Mycket bra
Avlägsnar stärkelse	Mycket bra
Doseringsrekommendation	
Doseringsrekommendation per disk	1 burk
pH-värde vid 20 °C	2,2
Kan användas för vatten av olika hårdhetsgrader	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Maskinrengöring
Aggregationsform	Pulver
Innehåll	Fosfat, Blekmedel baserat på syre, Fosfater, Polykarboxylater, Icke-joniska tensider
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	35
Lämpligt för rostfritt stål	•
God rengöringsprestanda	•
Mycket skonsamt för materialet	•
Stor andel dispergeringsmedel	•
Intensivreningsmedel med tensider	•
Kraftfull emulgerande och dispergerande effekt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	133
Ytermått, nettobredd i mm	80
Ytermått, nettodjup i mm	80
Ytermått, bruttohöjd i mm	130
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttodjup i mm	80
Kapacitet i g	500
Bruttovikt i kg	1
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•