

ProCare Universal 77 A - 500 g  
Maskinrengöring, alkaliskt, 500 g  
för borttagning av svåra stärkelsefläckar.



- Nedbrytning av fettavlagringar
- Reducering av lukt
- Anpassat till Miele Professional-produkter

EAN: 4002516771524 / Materialnummer: 12456030 /  
Gamla materialnummer: 66921701V1

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner ProfiLine	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Tvättmaskiner	•
Laboratoriediskmaskiner	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Diskdesinfektorer med stor kammare	•
Diskdesinfektorer, dental	•
Diskdesinfektorer, medicin	•
Diskdesinfektorer med stor kapacitet, medicin	•
<b>Användningsmöjligheter</b>	
Borttagning av svåra stärkelsefläckar.	•
Avlägsnar fett	•
Avlägsnar olja	•
Avlägsnar protein	•
<b>Dosering</b>	
Doseringsrekommendation per tvättcykel	1 burk
Kan användas för vatten av olika hårdhetsgrader	•
Manuell dosering	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Maskinrengöring
Aggregationsform	Pulver
Innehåll	Fosfat, Blekmedel baserat på syre, Fosfonater, Polykarboxylater, Icke-joniska tensider
pH-värde vid 20 °C	10,9
Lämpligt för rostfritt stål	•
God rengöringsprestanda	•
Mycket skonsamt för materialet	•
Stor andel dispergeringsmedel	•
Intensivreningsmedel med tensider	•
Kraftfull emulgerande och dispergerande effekt	•
God rengöringsprestanda	•
<b>Förvaringsanvisningar</b>	
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	35
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	133
Ytermått, nettobredd i mm	80
Ytermått, nettodjup i mm	80
Ytermått, brutt höjd i mm	130
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	80
Kapacitet i g	500

ProCare Universal 77 A - 500 g  
Maskinrengöring, alkaliskt, 500 g  
för borttagning av svåra stärkelsefläckar.



EAN: 4002516771524 / Materialnummer: 12456030 /  
Gamla materialnummer: 66921701V1

Bruttovikt i kg

0,57

**Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering**

Överensstämmer med GHS/CLP

•