

ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Tvätteffektsförstärkare, flytande koncentrat, neutral, 20 l
för effektiv borttagning av fettbaserad smuts.



- Skonsamt fettlösningsmedel för varje tvätt
- Extra skonsamt mot färg och fibrer
- Fullständig tvätteffekt redan vid 30 °C
- Kan även användas som emulgeringsmedel och vätmedel

EAN: 4002516776208 / Materialnummer: 12495150 / Gamla materialnummer: 59709301V1

| Produkttillhörighet | |
|---|-------------------------|
| Tvättmaskiner | • |
| Tvätteffekt | |
| Upplösningseffekt för smuts | Mycket bra |
| Upplösningseffekt för protein | Mycket bra |
| Upplösningseffekt för fett | Mycket bra |
| Vithetsgrad | Mycket bra |
| Dosering | |
| Passar en automatisk dosering | • |
| Manuell dosering | • |
| Kan användas för alla vattenhårdheter | • |
| Doseringsrekommendation | |
| pH-värde vid 20 °C | 7,5 |
| Användning | |
| Självbetjäningstvätterier | • |
| Hotell, restaurang | • |
| Tvätt av träningskläder | • |
| Tvätt av yttergarderob | • |
| Tvätt av arbetskläder | • |
| Produktegenskaper | |
| Medietyp | Tvätteffektsförstärkare |
| Alkalitet | Neutral |
| Aggregationsform | Flytande koncentrat |
| Innehåll | Tensider |
| Biologiskt nedbrytbar | • |
| Fosfatfri | • |
| Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C | • |
| Särskilt effektiv i lågt temperaturområde | • |
| Högeffektiv vid temperaturer på 40 °C | • |
| Kort inverkningsstid | • |
| Skumreglerande | • |
| Hög tvätteffekt vid låg dosering | • |
| Densitet (20 °C) i g/cm ³ | 1,00 |
| Utan mikroplast | • |
| Enkel användning | • |
| Optimal tillsats för alla tvättmedel | • |
| Förvaringsanvisningar | |
| Minsta förvaringstemperatur i °C | 0 |
| Maximal förvaringstemperatur i °C | 40 |
| Förvaras torrt och frostsäkert | • |
| Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen | • |
| Kan användas utan kvalitetsförlust efter upptining | • |
| Minsta hållbarhet i månader | 36 |
| Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering | |
| Överensstämmer med GHS/CLP | • |