

ProCare Tex 11 COL - 8 kg
Kulörtvättmedel, pulver, mildt alkaliskt, 8 kg
för bibehållande av färg och rengöring av kulörtvätt.

EAN: 4002516775980 / Materialnummer: 12495170 / Gamla materialnummer: 59710201V1



- För användning i Miele Professional-tvättmaskiner
- Högkoncentrerat kulörtvättmedel
- Material- och färgskonande fett- och smutslösningseffekt
- Fullständig tvätteffekt redan vid 30 °C
- Mycket bra färgöverföringsskydd
- Dermatologiskt testat

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Upplösningseffekt för smuts	Mycket bra
Upplösningseffekt för protein	Mycket bra
Upplösningseffekt för fett	Mycket bra
Antistatisk effekt	Mycket bra
Dosering	
Manuell dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Doseringsrekommendation	
pH-värde vid 20 °C	10,5
Användning	
Självbetjäningstvätterier	•
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Tvätt av arbetskläder	•
Produktegenskaper	
Minsta förvaringstemperatur i °C	-20
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Produktegenskaper	
Medietyp	Kulörtvättmedel
Alkalitet	Mildt alkaliskt
Aggregationsform	Pulver
Innehåll	Tensider, Doftämnen, Enzymer, Komplexbildare
Biologiskt nedbrytbar	•
Biologisk verksam med speciella enzymer	•
Fosfatfri	•
Särskilt effektiv i lågt temperaturområde	•
Högeffektiv vid temperaturer på 40 °C	•
Kort inverkningsstid	•
Hög tvätteffekt vid låg dosering	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	0,8
Helt restfri nedbrytning	•
Utan mikroplast	•
Enkel användning	•
Optimal tillsats för alla tvättmedel	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	-20
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Kan användas utan kvalitetsförlust efter upptining	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	245
Ytermått, nettobredd i mm	290
Ytermått, nettodjup i mm	290

ProCare Tex 11 COL - 8 kg
Kulörtvättmedel, pulver, mildt alkaliskt, 8 kg
för bibehållande av färg och rengöring av kulörtvätt.

EAN: 4002516775980 / Materialnummer: 12495170 / Gamla materialnummer: 59710201V1



Kapacitet i g	8000
Bruttovikt i kg	8,40 kg
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•