

ProCare Tex 11 COL - 20 kg
Kulörtvättmedel, pulver, mildt alkaliskt, 20 kg
för bibehållande av färg och rengöring av kulörtvätt.



- Högkoncentrerat kulörtvättmedel
- Material- och färgskonande fett- och smutslösningseffekt
- Fullständig tvätteffekt redan vid 30 °C
- Mycket bra färgöverföringsskydd
- Dermatologiskt testat

EAN: 4002516776130 / Materialnummer: 12495180 / Gamla materialnummer: 59710301V1

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Upplösningseffekt för smuts	Mycket bra
Upplösningseffekt för protein	Mycket bra
Upplösningseffekt för fett	Mycket bra
Antistatisk effekt	Mycket bra
Dosering	
Manuell dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Doseringsrekommendation	
pH-värde vid 20 °C	10,5
Användning	
Textilrengöring	•
Självbetjäningstvätterier	•
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Tvätt av arbetskläder	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Kulörtvättmedel
Alkalitet	Mildt alkaliskt
Aggregationsform	Pulver
Innehåll	Tensider, Doftämnen, Enzymer, Komplexbildare
Biologiskt nedbrytbar	•
Biologisk verksam med speciella enzymer	•
Fosfatfri	•
Särskilt effektiv i lågt temperaturområde	•
Högeffektiv vid temperaturer på 40 °C	•
Kort inverkningsstid	•
Hög tvätteffekt vid låg dosering	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	0,8
Helt restfri nedbrytning	•
Utan mikroplast	•
Enkel användning	•
Optimal tillsats för alla tvättmedel	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	-20
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Kan användas utan kvalitetsförlust efter upptining	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•