

ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutraliseringsmedel, flytande koncentrat, surt, 5 l

för optimalt skydd av textilierna tack vare pålitlig neutralisering.



- Neutraliseringsmedel baserat på citronsyra
- För sur förtvätt eller för användning efter huvudtvätten
- Passar för alla tvättprocesser
- Förhindrar att gula fläckar bildas
- Stabila, neutrala pH-värden i textilien

EAN: 4002516776215 / Materialnummer: 12495200 / Gamla materialnummer: 59711101V1

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Dosering	
Passar en automatisk dosering	•
Manuell dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Doseringsrekommendation	
pH-värde vid 20 °C	2,5
Användning	
Självbetjäningstvätterier	•
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Tvätt av arbetskläder	•
Produktegenskaper	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Mått och vikt	
Ytermått, bruttodjup i mm	193,00
Produktegenskaper	
Medietyp	Neutraliseringsmedel
Alkalitet	Surt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Citronsyra
Biologiskt nedbrytbar	•
Fosfatfri	•
Särskilt effektiv i lågt temperaturområde	•
Högeffektiv vid temperaturer på 40 °C	•
Kort inverkningsstid	•
Hög tvätteffekt vid låg dosering	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	1,23
Baserat på 100 % förnybara råmaterial	•
Helt restfri nedbrytning	•
Utan mikroplast	•
Enkel användning	•
Optimal tillsats för alla tvättmedel	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Kan användas utan kvalitetsförlust efter upptining	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	249
Ytermått, nettobredd i mm	148
Ytermått, nettodjup i mm	193
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•