

APLW 891

Utrustningssats

Ledvärdesmodul för inbyggnad i PLW 7111.



- För att fastställa ledningsvärdet i diskvattnet
- Inbyggnaden utförs av Miele service

EAN: 4002516779414 / Materialnummer: 12506460 /

Gamla materialnummer: 69242013D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 7111	•
PLW 7111 [säkerhet]	•
Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rekonditionering av andningsskyddsmasker	•
Preparering av bärsystem för tryckluftsapparat	•
Rengöring av tryckluftsflaskor	•
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	107
Yttermått, bruttbredd i mm	130
Yttermått, bruttodjup i mm	195
Nettovikt i kg	0,49
Bruttovikt i kg	0,59