


APWD 153

Korg

för placering av på marknaden vanliga DIN-korgar samt diverse tillbehör.



EAN: 4002516847540 / Materialnummer: 12537450 /

Gamla materialnummer: 69615300D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PWD 8682 C	•
Produktkategori	
Insats	•
Användningsområde	
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av VET-instrument	•
Instrumentrengöring för fotvård	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av smådelar	•
Rengöring av diverse objekt	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	2
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	88
Yttermått, nettobredd i mm	530
Yttermått, nettodjup i mm	522
Yttermått, bruttohöjd i mm	115
Yttermått, bruttbredd i mm	540
Yttermått, bruttodjup i mm	553
Nettovikt i kg	1,86
Bruttovikt i kg	2,47