

KFFD 6741

Fristående kyl/frys-kombinationer med FrenchDoor

DailyFresh | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool



EAN: 4002516803744 / Materialnummer: 12595450 /
Gamla materialnummer: 38674100EU1


- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Färsk mat utan oönskad lukt – Longlife AirClean-system
- Flexibel användning av förvaringsutrymmet – Freeze&Cool
- Ingen isbildning på maten och inget behov av avfrostning tack vare NoFrost
- Enhetlig temperaturfördelning inuti skåpet – DynaCool




KFFD 6741

Fristående kyl/frys-kombinationer med FrenchDoor


DailyFresh | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool



E-Com, KFFD6741 edt/cs, installation diagram



E-Com, KFFD6741 edt/cs, top view



E-Com, KFFD6741 edt/cs, installation (*footnote)