

XKM 3200 WL LMD86

Kommunikationsmodul för produkter i generation PLW/PWD 868x och 869x för ExpertLine för anslutning till Miele MOVE, Segosoft/annan dokum.programvara.



- Anslutning till Miele MOVE enligt aktuell teknikversion
- Säker överföring via Ethernet
- REST-gränssnitt med färdigställande av datan i JSON-format
- Flexiblare drift i lokalt nätverk
- De senaste 30 processprotokollen sparas i maskinen

EAN: 4002516866527 / Materialnummer: 12611070 /
Gamla materialnummer: 68822104D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Diskdesinfektorer, brandkår och räddningstjänst	•
Modelltillhörighet	
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [säkerhet]	•
PLW 8693 [säkerhet]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av anestesiiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av nappflaskor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Rengöring av intramedullära spikar/borrar	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Rengöring av trådkorgar	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grå
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	40
Ytermått, nettobredd i mm	90
Ytermått, nettodjup i mm	110
Ytermått, bruttohöjd i mm	105
Ytermått, bruttbredd i mm	165
Ytermått, bruttdjup i mm	210
Nettovikt i kg	0,18

XKM 3200 WL LMD86

Kommunikationsmodul för produkter i generation PLW/PWD 868x och 869x
för ExpertLine för anslutning till Miele MOVE, Segosoft/annan dokum.programvara.

EAN: 4002516866527 / Materialnummer: 12611070 /

Gamla materialnummer: 68822104D

Bruttovikt i kg

0,46

