

APFD 203

Insats

för optimal placering av bärsystem för tryckluftsapparat.



- för säker placering av bärsystem för tryckluftsapparater

EAN: 4002516854197 / Materialnummer: 12615470 /

Gamla materialnummer: 67020302D

Produkttillhörighet

Diskmaskiner, färskvatten

•

Diskdesinfektorer, brandkåar och räddningstjänst

•

Modelltillhörighet

PG 8063

•

PLW 8683 [säkerhet]

•

PLW 8693 [säkerhet]

•

Produktkategori

Insats för bärsystem till tryckluftsapparat

•

Användningsområde

Preparering av bärsystem för tryckluftsapparat

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål

Färg

Rostfritt stål

Kapacitet

Bärsystem för tryckluftsapparat [antal]

1

Mått och vikt

Ytermått, bruttohöjd i mm

485

Ytermått, bruttbredd i mm

485

Ytermått, bruttodjup i mm

475

Nettovikt i kg

4,73

Bruttovikt i kg

6,22