

APLW 895

Utrustningssats

Spillvattenkylning för eftermontering i PLW 7111.



- För tvättvattenavkylning vid temperaturkänslig kanalisation
- Inbyggnaden utförs av Miele service

EAN: 4002516888062 / Materialnummer: 12616020 /

Gamla materialnummer: 69242016D

Produkttillhörighet	
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 7111	•
Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	290
Ytermått, bruttbredd i mm	102
Ytermått, bruttodjup i mm	324
Nettovikt i kg	0,92
Bruttovikt i kg	1,09