

APLW 896

Utrustningssats

extern ventilbox för styrning av avloppsvatten.



- För ett reglerat avlopp, till exempel till en extern återvinningstank
- Installationen av detta alternativ görs av Miele service

EAN: 4002516894124 / Materialnummer: 12616030 /

Gamla materialnummer: 69242017D

Produkttillhörighet	
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 7111	•
PLW 7111 [säkerhet]	•
Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Grå
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rekonditionering av andningsskyddsmasker	•
Preparering av bärsystem för tryckluftsapparat	•
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	223
Yttermått, bruttbredd i mm	563
Yttermått, bruttodjup i mm	563
Nettovikt i kg	11,15
Bruttovikt i kg	12,47