


A 100
Överkorg
för optimal placering av injektormoduler eller tillbehör.



- Överkorg med två modultillkopplingar
- För placering av upp till 2 injektormoduler eller insatser
- Automatisk stängning av kopplingen då den inte används
- Lastningshöjd är 190 mm för moduler med plaststöd
- Placeringsmått: bredd 489 mm, längd 440 mm

EAN: 4002516841296 / Materialnummer: 12642640 /
Gamla materialnummer: 69610002D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategori	
Korg med modultillkoppling	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglas	•
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	170
Yttermått, bruttbredd i mm	555
Yttermått, bruttodjup i mm	565
Nettovikt i kg	2,92
Bruttovikt i kg	3,56