


A 101

Överkorg

höjdjusterbar, för optimal placering av tillbehör och diskgoods.



- Lastningshöjd 160 +/- 30 mm, -bredd 475 mm, -djup 443 mm
- Med inbyggd spolarm

EAN: 4002516828143 / Materialnummer: 12645590 /
Gamla materialnummer: 69610101D

Produkttillhörighet

Diskmaskiner, färskvatten	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•

Modelltillhörighet

PG 8063	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [säkerhet]	•
PLW 8693 [säkerhet]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Produktkategori

Överkorg	•
Insats	•
Överkorg	•

Produktegenskaper

Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av diverse objekt	•
Placering av andningsventiler	•


Mått och vikt

Yttermått, nettohöjd i mm	206
Yttermått, nettobredd i mm	528
Yttermått, nettodjup i mm	527
Yttermått, brutthöjd i mm	220
Yttermått, bruttbredd i mm	540
Yttermått, bruttdjup i mm	550
Nettovikt i kg	3,03

A 101

Överkorg

höjdjusterbar, för optimal placering av tillbehör och diskgoods.



EAN: 4002516828143 / Materialnummer: 12645590 /

Gamla materialnummer: 69610101D

Bruttovikt i kg

3,68