


A 102

Överkorg

höjdbar, för optimal placering av tillbehör och disk gods.



- Lastningshöjd 205 +/- 30 mm, -bredd 475 mm, -djup 443 mm
- Med inbyggd spolarm


EAN: 4002516855262 / Materialnummer: 12645600 /
Gamla materialnummer: 69610201D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [säkerhet]	•
PLW 8693 [säkerhet]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Insats	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av ronskålar	•
Rengöring av OP-instrument	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	2
SPRI-trådkorgar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	206
Ytermått, nettobredd i mm	528
Ytermått, nettodjup i mm	527
Ytermått, brutthöjd i mm	230
Ytermått, bruttbredd i mm	540
Ytermått, bruttdjup i mm	545

A 102

Överkorg

höjdjusterbar, för optimal placering av tillbehör och diskgoods.



EAN: 4002516855262 / Materialnummer: 12645600 /

Gamla materialnummer: 69610201D

Nettovikt i kg

3,04

Bruttovikt i kg

3,78