

U 503

Korg

för optimal placering av bestick.



- Botten med fina maskor
- Passar också för glassbägare
- Utan bestickinsatser

EAN: 4002516854968 / Materialnummer: 12654770 /

Gamla materialnummer: 67650302D

Produkttillhörighet

Diskmaskiner, färskvatten

•

Diskmaskiner, tank

•

Diskmaskiner, tank, genomräckning

•

Modelltillhörighet

G 8066

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

PTD 702

•

PTD 703

•

PTD 704

•

U 503

Korg

för optimal placering av bestick.



EAN: 4002516854968 / Materialnummer: 12654770 /

Gamla materialnummer: 67650302D

Produktkategori

Korg för bestick

•

Korg för kastruller/skålar etc.

•

Produktegenskaper

Material

Syntet

Färg

Grön

Mått och vikt

Yttermått, bruttohöjd i mm

220

Yttermått, bruttbredd i mm

550

Yttermått, bruttodjup i mm

550

Nettovikt i kg

1,91

Bruttovikt i kg

2,95