


E 167

Bestickkorg

för placering av bestick.



- Passar för tallrikskorg U 506
- 7 fack


EAN: 4002516854869 / Materialnummer: 12663060 /
Gamla materialnummer: 67616702D

Produkttilhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräkning	•
Modelltilhörighet	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

E 167

Bestickkorg

för placering av bestick.



EAN: 4002516854869 / Materialnummer: 12663060 /
Gamla materialnummer: 67616702D

Produktkategori	
Insats för bestick	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Vit.
Antal fack	7
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	95
Yttermått, bruttbredd i mm	170
Yttermått, bruttodjup i mm	550
Nettovikt i kg	0,19
Bruttovikt i kg	0,34