


A 103

Överkorg

för optimal placering av tillbehör och diskgoods.



- Lastningshöjd: 95 mm, -bredd 505 mm, -djup 472 mm
- Särskilt lämplig för preparering av DIN-trådkorgar
- Lämpar sig även för andra användningar med låg höjd på diskgoods
- Kan användas i kombination med vagn A 202
- Med inbyggd spolarm

EAN: 4002516855040 / Materialnummer: 12664750 /

Gamla materialnummer: 69610302D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [säkerhet]	•
PLW 8693 [säkerhet]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Insats	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Maximal lasthöjd i mm	95
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av diverse objekt	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	2
SPRI-trådkorgar [antal]	1
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	133
Yttermått, nettobredd i mm	528
Yttermått, nettodjup i mm	528
Yttermått, brutthöjd i mm	170
Yttermått, bruttbredd i mm	545
Yttermått, bruttdjup i mm	560
Nettovikt i kg	4,18
Bruttovikt i kg	4,64