


A 105/1

Överkorg

höjdjusterbar, utan injektordysor, för placering av diverse instrument.



- Höger sida: 22 injektorplatser
- Vänster sida avsedd för insatser
- Aktiv torkning av insidan på ihåliga instrument
- Aktiv innertorkning av hand- och vinkelstycken
- Filterrör A 800 kan användas i båda injektorlisterna

EAN: 4002516854814 / Materialnummer: 12664820 /

Gamla materialnummer: 69610502D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Centralfilter kan sättas in	•
Användningsområde	
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Kapacitet	
Roterande instrument [antal]	22
Ihåliga instrument [antal]	22
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	220
Ytermått, bruttbredd i mm	540
Ytermått, bruttodjup i mm	540
Nettovikt i kg	4,87
Bruttovikt i kg	5,56
Bipack	
A 838 nyckelsats [antal]	1