

A 846

Injektordysa

med stöd för rengöring av labbflaskor och rundkolvar.



- För laborierflaskor upp till 10 l och rundkolvar upp till 6 l
- Längd dysa: 127 mm, längd dysa med hållare: 158 mm
- Ø dysa: 10 mm
- Lämplig för modul A 313 och A 612

EAN: 4002516855088 / Materialnummer: 12665100 /  
Gamla materialnummer: 69684601D

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Produkttillhörighet</b>                      |                               |
| Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium | •                             |
| Stora laborieriediskmaskiner                    | •                             |
| <b>Modelltillhörighet</b>                       |                               |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON]                          | •                             |
| PG 8504   | •                             |
| PG 8583   | •                             |
| PG 8583 CD                                      | •                             |
| PG 8593   | •                             |
| PLW 8604  | •                             |
| PLW 8683  | •                             |
| PLW 8683 CD                                     | •                             |
| PLW 8693  | •                             |
| PLW 7111  | •                             |
| <b>Produktkategori</b>                          |                               |
| Injektordysa                                    | •                             |
| <b>Produktegenskaper</b>                        |                               |
| Material  | Rostfritt stål, Gummi, Syntet |
| Färg  | Rostfritt stål, Svart, Grå    |
| <b>Användningsområde</b>                        |                               |
| Rengöring av laborierieglass                    | •                             |
| <b>Mått och vikt</b>                            |                               |
| Yttermått, nettohöjd i mm                       | 158                           |
| Yttermått, nettobredd i mm                      | 110                           |
| Yttermått, nettodjup i mm                       | 110                           |
| Yttermått, brutthöjd i mm                       | 160                           |
| Yttermått, bruttbredd i mm                      | 145                           |
| Yttermått, bruttdjup i mm                       | 265                           |
| Nettovikt i kg                                  | 0,23                          |
| Bruttovikt i kg                                 | 0,38                          |