


A 847

Injektordysa
med stöd för rengöring av e-kolvar.



- För Erlenmeyerkolvar till 5 l
- Längd dysa: 127 mm
- Ø för dysa: 10 mm, Ø för stöd: 142 mm
- Lämplig för modul A 313 och A 612

EAN: 4002516855101 / Materialnummer: 12665110 /
Gamla materialnummer: 69684701D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Grå
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	170
Yttermått, nettobredd i mm	249
Yttermått, nettodjup i mm	35
Yttermått, bruttohöjd i mm	70
Yttermått, bruttbredd i mm	180
Yttermått, bruttodjup i mm	260
Nettovikt i kg	0,13
Bruttovikt i kg	0,22